



Instructie monstername Copan (kat) / Genotek (hond) swabs

Hierbij ontvangt u één of meerdere swabs. Bekijk voor gebruik onderstaande instructie en de instructie op de verpakking van de Copan / Genotek swab.

- * Wij adviseren de bek - indien mogelijk - te spoelen met water en vervolgens het dier 1 uur voor de afname van de test niet te laten eten en drinken.
- * Open voorzichtig de verpakking.
- * Neem de swab uit de verpakking. Strijk met de swab over de binnenkant van de wangen van het dier, ongeveer 2 keer aan elke kant.
- * Houd het buisje rechtop en draai de dop eraf.
Voorkom dat de vloeistof uit het buisje op uw huid komt of dat u deze inademt.
Bij aanraking met de huid, direct afspoelen met veel water.
- * Plaats de swab in het buisje met de vloeistof.
- * Breek de swab af op het afbreekpunt en plaats de dop weer op het buisje. Draai de dop stevig dicht.
- * Per dier is afname van 1 Copan / Genotek swab voldoende.
- * Vermeld duidelijk identificatie op het etiket van het buisje.
Het is belangrijk dat de swab(s) goed geïdentificeerd is/zijn zodat bij ontvangst van de monsters duidelijk is welke swab van welk dier afkomstig is.
- * U kunt de swab(s) samen met een volledig ingevuld formulier voor genetische testen kat of hond meegeven met de bode. Het formulier voor genetische testen kan u terugvinden op onze website www.velab.be, onder de rubriek MyDocs - Aanvraagformulieren.